



## Technisches Merkblatt

# Bleichmittel für Trophäen

**Eigenschaften:** Bleichmittel für Trophäen auf Basis von stabilisiertem Wasserstoffperoxid 11,9%.

**Anwendung:** Die Trophäe bestmöglich von Gewebeteilen und Fett reinigen und auskochen.

Variante 1: Trophäe mit Flamingo Bleichmittel gut einstreichen. Anschließend den Schädel in der Sonne trocknen lassen. Vorgang ggf. mehrmals wiederholen und einzelne dunklere Stellen extra einpinseln.

Variante 2: Trophäe mit Flamingo Bleichmittel getränkter Watte umwickeln. Nach 12 bis 24 Stunden Watte entfernen und die Trophäe in der Sonne trocknen lassen. Einzelne dunklere Stellen ggf. nachbehandeln und extra einpinseln

**Lagerung:** Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch reinigen.  
Kühl, trocken und dunkel lagern!

Bereits verwendetes Bleichmittel nicht in das Originalgebinde zurück lehren!

**Gefahrenhinweis:** Verursacht schwere Augenschäden, bitte lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt.